


Kennzeichnung von Schafen/Ziegen in Niedersachsen

Hinweis zur Verwendung von Zangen zum Einziehen von Ohrmarken

Am 01.02.2018 begann eine neue 4-jährige Vergabeperiode als Ergebnis einer Neuausschreibung zur Lieferung von Kennzeichnungsmedien für Schafe/Ziegen. Der Lieferant CAISLEY erhielt erneut den Zuschlag.

Es gibt Änderungen bei den verfügbaren Ohrmarken für **kleine** Rassen. Für diese kommt jetzt eine neue Ohrmarke vom Typ **MiniLoop** zum Einsatz, die sowohl als weiße Ohrmarke zur Bestandskennzeichnung als auch in 2 Ausführungen für die individuelle Kennzeichnung (Sichtohrmarke + Transponderohrmarke und Sichtohrmarke + kleiner Bolus) geliefert werden kann. Damit verbunden ist jedoch auch ein erforderlicher **Wechsel der Zange** zum Einziehen.

Ohrmarken vom Typ MiniLoop müssen mit der MiniLoop-Zange (siehe Abbildung) eingezogen werden.



Die Ohrmarken des Typs MiniLoop sind mit der Ohrmarkenzange für Schlaufenohrmarken der Firma Shearwell (Set Tag Applicator) kompatibel. Die Zange muss mit einem Adapter ausgerüstet werden. Die Fa. CAISLEY bietet sowohl eine mit dem Adapter ausgerüstete Zange als auch den Adapter einzeln an. Mit dem Adapter können auf Betrieben vorhandene Zangen durch den Tierhalter einfach umgerüstet werden.

CAISLEY Universal-Ohrmarkenzange MultiFlex/FlexoPlus



Alle gelieferten Ohrmarken der Typen MultiFlex L/L, FlexoPlus L/L und FlexoTronic können mit dieser Zange eingezogen werden. Das gilt auch für Ohrmarken des Typs FlexoPlus-Geno und FlexoTronic-Geno zur Entnahme von Gewebeproben.

Diese Zange ist seit vielen Jahren in Niedersachsen und Bremen auf den Betrieben vorhanden und wird auch zur Kälberkennzeichnung eingesetzt.

Bei Bedarf können die Zangen direkt bei der Fa. Caisley International GmbH, Harderhook 31, 46395 Bocholt, www.caisley.de, 02871/23939-0, oder auch im Fachhandel bezogen werden.